

SyrSpend® SF PH4 NEO Preparation Kit

Επιλογή υπεροχής για την παρασκευή πόσιμων παιδιατρικών εναιωρημάτων



Η φαρμακευτική αγωγή συχνά δεν είναι διαθέσιμη σε κατάλληλη φαρμακευτική μορφή και δοσολογία λήψης για νεογνά και παιδιά. Το καινοτόμο μέσο εναιώρησης **SyrSpend® SF Preparation Kit** έχει αναπτυχθεί για την παρασκευή πόσιμων εναιωρημάτων. Περιέχει έτοιμο προς χρήση μέσο εναιώρησης σε μορφή ξηρής σκόνης για την ενσωμάτωση φαρμακευτικών πρώτων υλών, θρυμματισμένων δισκίων ή του περιεχομένου καψακίων και όλα τα απαιτούμενα για την εύκολη παρασκευή εναιωρήματος 100 ml ή 200 ml σε δύο μόνο στάδια. Επίσης το kit περιέχει κατάλληλο τελικό περιέκτη και σύριγγα εναιωρήματος για αύξηση της συμμόρφωσης του ασθενούς.

Το **SyrSpend® SF PH4 NEO Preparation Kit** εγγυάται ποιοτικά ανώτερα πόσιμα παρασκευάσματα λόγω της κατοχυρωμένης τεχνολογίας Active Suspending Technology™ που συντελεί στη διατήρηση της διασποράς των σωματιδίων της δραστικής ουσίας, περιορίζοντας το φαινόμενο καθίζησης και επιτυγχάνοντας ακριβή δοσολογία σε κάθε χορηγούμενη δόση. Περιέχει ήπια συντήρηση με χρήση σορβικού οξέος 0.2% και είναι κατάλληλο για φαρμακευτικές ουσίες σταθερές σε όξινο περιβάλλον.



Πλεονεκτήματα

- ✓ Κατάλληλο για παιδιά και νεογνά.
- ✓ Μέσο εναιώρησης σε μορφή ξηρής σκόνης έτοιμη για ανασύσταση μέσα σε διαβαθμισμένο περιέκτη των 100 ml και 200 ml.
- ✓ Ακριβής δοσολογία σε κάθε χορηγούμενη δόση.
- ✓ Δυνατότητα ενσωμάτωσης φαρμακευτικών πρώτων υλών, θρυμματισμένων δισκίων ή του περιεχομένου καψακίων.
- ✓ Ασφαλής και εύκολη διαδικασία παρασκευής εναιωρημάτων.
- ✓ Τελικός περιέκτης που αυξάνει τη συμμόρφωση του ασθενούς.
- ✓ Δεν περιέχει αλκοόλ, parabens, σορβιτόλη, σάκχαρα, γλουτένη, λακτόζη και χρωστικές ουσίες.
- ✓ Παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς.

Προτεινόμενες συνταγές παιδιατρικών φαρμάκων σε μορφή πόσιμου εναιωρήματος

Amoxicillin (trihydrate) 50 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Amoxicillin (trihydrate) 5 g
SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
7 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C

Amoxicillin (trihydrate) 50 mg/ml και Clavulanic acid 12.5 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Amoxicillin (trihydrate) 5 g
Clavulanic acid 1.25 g

SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
7 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C

Cefuroxime (axetil) 25 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Cefuroxime (axetil) 3 g
SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
10 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C

Cefuroxime (axetil) 50 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Cefuroxime (axetil) 6 g
SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
10 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C

Ursodeoxycholic Acid 20 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Ursodeoxycholic Acid 2 g
SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
90 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C

Ursodeoxycholic Acid 30 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Ursodeoxycholic Acid 3 g
SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
66 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C

Oseltamivir (phosphate) 6 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Oseltamivir (phosphate) 600 mg
SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
90 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C

Oseltamivir (phosphate) 15 mg/ml σε SyrSpend® SF PH4 NEO

Oseltamivir (phosphate) 1.5 g
SyrSpend® SF PH4 NEO

Κεκαθαμένο ύδωρ qs 100 ml

Διάρκεια χρήσης προϊόντος
90 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8°C



Βρείτε τον πίνακα συμβατότητας των δραστικών ουσιών

Κάντε κλικ [εδώ](#)

Δύναται να συνταγογραφηθεί. Για τον πίνακα συμβατότητας των φαρμακευτικών ουσιών παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Fagron Hellas.